

## Vedligehold af polstring

# Tofi Patientstol **STAMSKIN**



### **Indholdsfortegnelse:**

1. Stamskins egenskaber
2. Generelt
3. Vigtigt at vide
4. Anbefalinger og fremgangsmåde
5. Alternativ til WetWipes

## 1. Stamskins egenskaber

Stamskin er et yderst stærkt og strækbart materiale. Udover at looket på denne type skind er utroligt flot og meget lækkert at røre ved, har det en række egenskaber der er værd at nævne; det er anti-bakteriologisk, blod, urin og sved-resistent samt vandtæt pga. en helt speciel overflade.

Det er samtidig meget fleksibelt og transmitterer kropsvarme væk, hvilket giver en øget komfort for patienten. Skindet er desuden gennemfarvet, hvilket vil sige at ridser der evt. måtte komme, ikke ses nær så tydeligt som på andre typer kunstskind.

Skindet er nemt at rengøre, og ved ikke at ødelægge overfladen, bevarer man disse fantastiske egenskaber længst muligt.

## 2. Generelt

Tofistolen har ingen syninger og ingen skidtsamler omkring polstringerne. Dette sikrer en god hygiejne og meget nem rengøring.

Nedennævnte anbefalinger omhandler den bedste rengøring af polstringer, og tager ikke hensyn til eventuelle, for branchen, gældende regler vedrørende hygiejne.

Har man en polstring der er blevet misfarvet, så kan man IKKE fjerne denne med kraftige midler. Ethvert forsøg vil resultere i forringelse af kunst-skindets overflade. Derfor anbefaler vi, at man vælger en farve, hvor man ikke ser eks. afsmitning af mørke jeans.

## 3. Vigtigt at vide

**NB! De følgende anvisninger gælder for Stamskin som anvendes til Tofistolen. Det er dog vores erfaring, at disse anvisninger også kan anvendes på de fleste polstringer med syntetisk skind.**

1. Første og vigtigste ting at vide vedr. rengøring af Stamskin, er at der udelukkende må anvendes milde rengøringsmidler. Dvs. at de under ingen omstændigheder må indeholde opløsningsmidler, da disse ganske enkelt ødelægger skindets egenskaber!
2. Man må IKKE benytte mikrofiber-klude til aftørring, da disse slider på skindet.

3. Hyppig aftørring med et mildt rengøringsmiddel er meget bedre end få aftørringer med kraftigere opløsning. Mild behandling forlænger kort sagt skindets levetid.
4. Brug så lidt sæbe som overhovedet muligt.
5. For at undgå at snavs sætter sig fast i skindets struktur, skal man anvende en blød svamp eller blød børste og arbejde i cirkelbevægelser.
6. Jo færre tilsætningsstoffer der er i rengøringsmidlet, jo bedre. Dette gælder også parfume og farve-stoffer.
7. **FØLGENDE METODE BØR KUN ANVENDES BEGRÆNSET OG UDELUKKENDE PÅ STAMSKIN!** I helt særlige tilfælde hvor skindet er blevet meget beskidt, kan man benytte følgende blandinger:
  1. Let smuds: MAX 5% sprit og håndvarmt vand, 25 grader. (Normal rengøring).
  2. Medium smuds: MAX 10% sprit og håndvarmt vand, 25 grader. (Bl.a. inkontinens).
  3. Voldsom smuds: MAX 10% sprit og varmt vand, 50 grader. (Bl.a. blod etc.).
8. Det er **YDERST VIGTIGT** at man efter ovennævnte, tørrer efter med rent vand og en tør klud! Der må ikke være rester af sprit på skindet!

## 4. anbefalinger og fremgangsmåde

Milde metoder til hyppig aftørring af patientstole kan være enten WetWipes eller egen blanding (se afsnittet "Alternativ til WetWipes").

Opvaskemiddel er det absolut bedste at anvende til en sæbeblanding. Eksempelvis *Ånglamark*, *Rema1000's eget parfumefrie mærke*, *Neutral* eller *EcoVer*. Disse mærker har også universal rengøringsmidler, og disse kan til nød anvendes ved megen snavs, men der skal man være yderst opmærksom på doseringen.

Hellere for lidt end for meget rengøringsmiddel. Yderligere skal der tørrer efter med rent vand og en tør klud for at undgå at rester sidder og ødelægger skindet. En for kraftig blanding vil være decideret skadelig!

Vi anbefaler at man 1 gang om ugen anvender det rengøringsmiddel og den svamp der følger med ved køb af Tofistolen. Sættet er specielt udviklet til brug på Stamskin.

Anvisning som følger:

1. Spray på
2. Lad virke i 2-3 min.
3. Arbejd i cirkelbevægelser med den medfølgende svamp
4. Tør efter med fugtig klud
5. Gentag om nødvendigt



<https://tofistol.dk/videoguide/#toficlean>

## 5. Alternativ til WetWipes

Som et alternativ til Wet Wipes, kunne man lave sin egen lignende version. En passende beholder med låg fyldes med den mængde bomuldsklude man vurderer at have brug for. **HUSK! Ingen mikrofiberklude!**

Overhæld med kogende vand og tilsæt en passende mængde opvaskemiddel. Lad det køle imens du arbejder (kluden med sæbevand må ikke være for varm når den anvendes). Når kluden har været brugt, kasseres den/smides til vask. Gem aldrig denne blanding til næste dag. Kasser den, vask kludene eller tag nogle nye i brug. Lav en ny sæbeblanding.